

유세포분석용 토끼 항마우스 Cd11A 단클론 항체 - P24063

품목 번호: CM0010675

소개

마우스 CD11a(인테그린 알파-L)를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에 최적화되어 있습니다. 백혈구 접착 연구 및 면역 세포 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD11a mAb
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종	마우스
유전자 ID (인간)	3683
유전자 ID	16408
면역원	마우스 CD11a (NP_001240801.1)의 아미노산 149-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스 팩