

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd11A 단일클론 항체 - P24063

품목 번호: CM0007736

소개

이 로 접합된 토끼 단일클론 항체는 마우스 CD11a(LFA-1
알파 사슬)를 특이적으로 인식하며, 유세포
분석(FC)용으로 검증되었습니다. 마우스 모델에서
면역표현형 분석 및 백혈구 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종	마우스
GeneID (인간)	3683
GeneID (마우스)	16408
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백