


Rabbit Anti-Mouse Cd11b 단일클론항체 (유세포 분석용) - P05555

품목 번호: CM0012320



소개

마우스 CD11b (인테그린 알파-M)를 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 적합. 마우스와 반응. 백혈구 부착, 보체 수용체 기능 및 신경염증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
GeneID (Human)	3684
GeneID	16409
면역원	제조합 단백질 마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백