


토끼 항-마우스 Cd11b 단일클론 항체(유세포 분석용) - P05555

품목 번호: CM0008400



소개

유세포 분석(FC)을 위한 마우스 CD11b(인테그린 알파-M, P05555) 표적 결합 토끼 단일클론 항체입니다.

마우스 샘플에서 검증되었으며, 백혈구 접착, 보체 수용체 기능 및 식균작용 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
종	마우스
유전자 ID(인간)	3684
유전자 ID	16409
면역원	마우스 CD11b(NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 중량	127kDa
배송	아이스팩