


## 유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd11B 단일클론 항체 - P05555

품목 번호: CM0008731



### 소개

마우스 CD11b(인테그린 알파-M, CR3, MAC-1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 재조합 단백질 면역원(아미노산 143-337)을 사용했습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 단핵구/대식세포 및 미세아교세포 연구에 이상적입니다. UniProt P05555.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | Rabbit anti-Mouse CD11b mAb                                             |
| 비고/별칭      | CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik |
| 종          | 마우스                                                                     |
| GeneID     | 16409                                                                   |
| GeneID(인간) | 3684                                                                    |
| 면역원        | 마우스 CD11b(NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질          |
| 공급원        | 토끼                                                                      |
| 분류         | 단일클론 항체                                                                 |
| 적용 분야      | FC                                                                      |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                     |
| SWISS      | P05555                                                                  |
| 단백질 분자량    | 127 kDa                                                                 |
| 배송         | 아이스팩                                                                    |