


유세포 측정용 토끼 항마우스 Cd11b 단클론 항체 () - P05555

품목 번호: CM0004595



소개

마우스 CD11b(인테그린 알파-M)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 검증되었습니다. 마우스 모델에서 백혈구 부착, 식작용 및 보체 수용체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
GeneID (인간)	3684
GeneID	16409
면역원	마우스 CD11b(NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 방법	아이스백