

토끼 항-마우스 Cd123 단일클론 항체(Fc용) - P26952

품목 번호: CM0009282

소개

마우스 CD123(IL-3 수용체 알파)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스 조혈 전구세포 검출 및 IL-3 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD123 mAb
비고/별칭	CD123; SUT-1; CDw123
종	마우스
유전자 ID(인간)	3563
유전자 ID	16188
면역원	마우스 CD123의 아미노산 17-331에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_032395.1).
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P26952
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백