

유래 토끼 항마우스 Cd124/Il-4Ra Mab (Fc용) - P16382

품목 번호: CM0011653

소개

유세포 측정용으로 개발된 접합 유래 토끼 항마우스 CD124/IL-4Rα 단클론 항체입니다. 마우스 IL-4R의 세포외 도메인을 표적으로 하여 IL-4/IL-13 신호전달 경로 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	유래 토끼 항마우스 CD124/IL-4Ra mAb
비고/별칭	Il4r; CD124
종	마우스
인간 유전자 ID	3566
유전자 ID	16190
면역원	마우스 CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1)의 아미노산 26-233번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P16382
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩