

토끼 항-마우스 Cd124/Il-4Ra 단일클론 항체, Fc용 - P16382

품목 번호: CM0010156

소개

마우스 CD124/IL-4Rα에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 세포의 도메인(aa 26-233)을 인식하며, 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다. 알레르기 및 면역학 연구에서 IL-4/IL-13 신호전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD124/IL-4Ra mAb
비고/별칭	Il4r; CD124
종	마우스
GeneID (사람)	3566
GeneID	16190
면역원	마우스 CD124/IL-4Ra의 아미노산 26-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001008700.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16382
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스팩