

토끼 항마우스 Cd126/Il-6Rα 사슬 Mab - P22272

품목 번호: CM0009918

소개

유세포 분석용 로 접합된 마우스 IL-6Rα(CD126)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 천연 IL-6Rα를 검출하며 면역학 및 염증 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD126/IL-6Rα 사슬 mAb
비고/별칭	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-알파
종	마우스
유전자 ID (인간)	3570
유전자 ID (마우스)	16194
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD126/IL-6Rα 사슬(NP_034689.2)의 아미노산 20-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P22272
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백