

Rabbit Anti-Mouse Cd126/Il-6Rα Chain Monoclonal Antibody For Fc - P22272

품목 번호: CM0005512

소개

마우스 IL-6 수용체 알파(CD126/IL-6Rα)에 대한 접합 토끼 단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 대해 검증됨. IL-6 신호 전달, 면역 반응 및 염증성 질환 연구에 적합. UniProt: P22272.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD126/IL-6Rα chain mAb
비고/별칭	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
종	마우스
GeneID (인간)	3570
GeneID (마우스)	16194
면역원	마우스 CD126/IL-6Rα 체인(NP_034689.2)의 아미노산 20-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P22272
단백질 무게	50kDa
배송	아이스백