

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd126/IL-6Rα 사슬 단일클론 항체 - P22272

품목 번호: CM0009141

소개

유세포 분석용 마우스 CD126/IL-6 수용체 알파(IL-6Rα)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 막 결합형과 가용성 형태를 모두 검출하며, 면역 반응 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD126/IL-6Rα 사슬 mAb
비고/별칭	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
종	마우스
GeneID (인간)	3570
GeneID	16194
면역원	재조합 단백질 마우스 CD126/IL-6Rα 사슬의 아미노산 20-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_034689.2).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P22272
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩