

유세포측정용 토끼 항마우스 Cd127/IL-7Rα 단클론 항체 - P16872

품목 번호: CM0010831



소개

마우스 CD127/IL-7Rα에 대한 고품질 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 적합합니다. 비장, 흉선 및 면역 세포 발달에서 인터루킨-7과 TSLP 수용체 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD127/IL-7Rα mAb
비고/별칭	CD127; IL-7Rα
종	마우스
유전자 ID (인간)	3575
유전자 ID (마우스)	16197
면역원	마우스 CD127/IL-7Rα (NP_612564.1)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P16872
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백