


Rabbit Anti-Mouse Cd127/IL-7Rα 단일클론항체 (유세포분석용) - P16872

품목 번호: CM0008681



소개

로 접합된 생쥐 CD127/IL-7Rα에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 검증되었습니다. 비장, 흉선 및 태아 간에서 IL-7/TSLP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7Rα mAb
비고/별칭	CD127; IL-7Rα
종	생쥐
유전자 ID (인간)	3575
유전자 ID (생쥐)	16197
면역원	생쥐 CD127/IL-7Rα (NP_612564.1)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	P16872
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백