


접합 마우스 Cd130/Gp130 단일클론 항체 (유세포 분석용) - Q00560

품목 번호: CM0006259



소개

마우스 CD130/gp130 (IL6ST) 세포의 도메인을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 마우스 샘플과 반응합니다. 면역, 뼈 및 신경 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD130/gp130 mAb
비고/별칭	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	3572
유전자 ID (마우스)	16195
면역원	제조합 단백질 마우스 CD130/gp130 (NP_034690.3)의 아미노산 23-617에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00560
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백