

If-P 및 Fc용 토끼 항마우스 CD138/신데칸-1 단클론 항체 - P18828

품목 번호: CM0012444

소개

면역형광검사(IF-P) 및 유세포분석(FC)에서 검증된 접합 토끼 항마우스 CD138/신데칸-1 단클론 항체입니다. 엑소좀 생물발생, 세포 부착 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD138/신데칸-1 mAb
비고/별칭	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
반응 종	마우스
유전자ID (사람)	6382
유전자ID	20969
면역원	제조합 단백질 마우스 CD138/신데칸-1 (NP_035649.1)의 아미노산 23-255에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-P, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18828
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩