


Rabbit Anti-Mouse Cd14 Monoclonal Antibody For Fc - P10810

품목 번호: CM0010592



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 접합 마우스 CD14 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 CD14는 LPS 및 세균성 리포펩타이드에 대한 핵심 선천성 면역 공동수용체입니다. 면역학 연구에서 대식세포 아형의 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (사람)	929
GeneID (마우스)	12475
면역원(Immunogen)	마우스 CD14 (NP_033971.1)의 아미노산 18-345번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P10810
단백질 분자량	39 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)