


토끼 항마우스 Cd14 단클론 항체 (Fc용) - P10810

품목 번호: CM0010270



소개

마우스 CD14를 타겟으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 박테리아 지질다당류(LPS)의 공수용체이자 선천성 면역 반응 매개체인 39 kDa 단구 분화 항원을 타겟합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	마우스
유전자ID (인간)	929
유전자ID	12475
면역원	마우스 CD14 아미노산 18-345번 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질 (NP_033971.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P10810
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백