

Rabbit Anti-Mouse Cd140B/Pdgfr Beta Monoclonal Antibody For Fc - P05622

품목 번호: CM0009106



소개

마우스 CD140b/PDGFR 베타 수용체를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry) 응용에 대해 검증되었으며, 마우스에 특이적으로 반응합니다. 예상 분자량은 123 kDa입니다. 발생, 혈관신생, 신장 섬유화에서의 PDGF 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD140b/PDGFR beta mAb
비고/별칭	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	5159
GeneID (마우스)	18596
항원(Immunogen)	재조합 단백질 (마우스 CD140b/PDGFR 베타의 아미노산 32-530을 포함하는 재조합 용합 단백질, NP_032835.2)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P05622
단백질 분자량	123kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)