

Rabbit Anti-Mouse Cd144/Ve-Cadherin Monoclonal Antibody For Fc - P55284

품목 번호: CM0010343



소개

마우스 CD144/VE-Cadherin(Swiss-Prot P55284)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 내피 세포 생물학 및 혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD144/VE-Cadherin mAb
비고/별칭	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	1003
GeneID (마우스)	12562
면역원(Immunogen)	마우스 CD144/VE-Cadherin (NP_033998.2)의 아미노산 46-592에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P55284
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)