

토끼 항-마우스 Cd144/VE-Cadherin 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P55284

품목 번호: CM0008033



소개

유세포 분석용 마우스 CD144/VE-Cadherin(SWISS P55284)을 표적으로 하는 ABflo 647 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 혈관 내피세포 접착, 접합부 구성 및 혈관 생물학 연구에서 혈관 내피 카드헤린을 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD144/VE-Cadherin 단일클론 항체
비고/별칭	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
종	마우스
GeneID (사람)	1003
GeneID (마우스)	12562
면역원	마우스 CD144/VE-Cadherin(NP_033998.2)의 아미노산 46-592에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P55284
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩