

Rabbit Anti-Mouse Cd146 단일클론 항체(Fc용) - Q8R2Y2

품목 번호: CM0010547

소개

마우스 CD146(MUC18/gicerin)에 대한 접합 토끼
단일클론 항체입니다. 유세포분석에 대해
검증되었습니다. 세포외 도메인(aa 24-563)을 표적으로
합니다. 흑색종 부착 및 내피 단층 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD146 mAb
비고/별칭	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
종	마우스
GeneID (사람)	4162
GeneID	84004
면역원	마우스 CD146(NP_075548.2)의 아미노산 24-563 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Y2
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩