

토끼 항마우스 Cd146 단클론 항체 (Fc용) - Q8R2Y2

품목 번호: CM0008966

소개

마우스 CD146 (MUC18)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플의 유세포 분석(FC)에서 검증되었으며, 흑색종 및 내피 연구에서 세포 접착 분자 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD146 mAb
비고/별칭	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
반응 종	마우스
유전자ID (인간)	4162
유전자ID	84004
면역원	마우스 CD146 (NP_075548.2) 아미노산 24-563번 서열에 해당하는 재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Y2
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스 팩