

Rabbit Anti-Mouse Cd150/Slam Mab - Q9Qum4

품목 번호: CM0007842

소개

마우스 CD150/SLAM에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역 세포에 발현된 신호 림프구 활성화 분자를 표적하며, 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	6504
GeneID	27218
면역원(Immunogen)	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석, Flow Cytometry)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)