

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd150/Slam 단일클론 항체 - Q9Qum4

품목 번호: CM0008466

소개

마우스 CD150/SLAM(SLAMF1)을 표적으로 하는 접합
토끼 단일클론 항체로, 면역 활성화를 조절하는 자가
리간드 수용체입니다. 유세포 분석에 적합합니다. 단백질
분자량 약 38 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
종	마우스
GeneID (인간)	6504
GeneID	27218
면역원	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백