

토끼 항-마우스 Cd161C/Nk1.1 단일클론 항체, 유세포분석용 - P27814

품목 번호: CM0011917

소개

마우스 CD161c/NK1.1(Klrb1c)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원이 NK 세포의 특이적 검출을 보장합니다. 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
종	마우스
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	17059
면역원	재조합 단백질(마우스 CD161c/NK1.1의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001153376.2))
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 중량	25kDa
배송	아이스팩