

유세포 측정용 토끼 유래 마우스 Cd161C/Nk1.1 단클론 항체 - P27814

품목 번호: CM0007954

소개

유세포 측정용 접합 토끼 단클론 항체로, 마우스 CD161c/NK1.1을 표적으로 합니다. NK 세포 표면 항원 NK1.1을 검출하며 자연 살해 세포의 면역 표현형 분석 및 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 CD161c/NK1.1 단클론 항체
비고/별칭	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRPI, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRPI40, NKR-P1.9
종	마우스
인간 유전자 ID	3820
마우스 유전자 ID	17059
면역원	마우스 CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223번을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 측정(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백