

유세포 측정용 토끼 유래 마우스 Cd162/Psgl-1 단클론 항체 - Q3Ta56

품목 번호: CM0012778

소개

마우스 CD162/PSGL-1 (Selp1g)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정 응용 분야를 위해 설계되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 신호 펩티드와 막관통 도메인을 갖는 막 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 CD162/PSGL-1 단클론 항체
비고/별칭	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	6404
유전자 ID	20345
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3TA56
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩