

Rabbit Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Monoclonal Antibody For Fc - Q3Ta56

품목 번호: CM0011161

소개

마우스 CD162/PSGL-1 (Q3TA56)을 특이적으로 표적하는 형광체 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 세포 부착 및 백혈구 이동에 대한 면역학적 연구의 신뢰할 수 있는 도구로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
비고/별칭	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	6404
유전자 ID	20345
면역원	마우스 CD162/PSGL-1 (NP_033177.3)의 아미노산 18-320에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q3TA56
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백