

Rabbit Anti-Mouse Cd19 Mab For Fc - P25918

품목 번호: CM0004657

소개

마우스 CD19에 대한 고품질의 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 비장, 골수 및 말초혈액에서 정밀한 B세포 식별을 가능하게 하며, 면역학 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
종(Species)	마우스(Mouse)
Gene ID (인간)	930
Gene ID	12478
항원(Immunogen)	마우스 CD19 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)