

토끼 항마우스 Cd19 단클론 항체 (Fc용) - P25918

품목 번호: CM0010741

소개

유세포 분석(FC)에 사용되는 접합 토끼 항마우스 CD19 단클론 항체입니다. B 세포 발달과 기능에 중요한 BCR 보조 수용체인 B 림프구 항원 CD19(60 kDa)를 표적으로 합니다. 마우스 B 세포에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD19 단클론 항체
비고/별칭	Cd19
종	마우스
인간 유전자 ID	930
유전자 ID	12478
면역원	마우스 CD19(NP_033974.2)의 아미노산 19-287에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스백