

Rabbit Anti-Mouse Cd19 단일클론항체 (유세포분석용) - P25918

품목 번호: CM0010339

소개

마우스 CD19를 표적으로 하는 으로 접합된 토끼
단일클론항체로, BCR 신호 전달을 위한 B-림프구 항원
공동수용체입니다. 마우스 샘플에 대한 유세포분석에
최적화되어 있습니다. B-세포 면역표현형 분석 및 진단
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
비고/별칭	Cd19
종	마우스
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	12478
면역원	마우스 CD19 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백