

Rabbit Anti-Mouse Cd19 Monoclonal Antibody For Fc - P25918

품목 번호: CM0006134

소개

마우스 CD19에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, B세포 면역표현형 분석 및 림프구 연구에 이상적입니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
비고/별칭	Cd19
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	930
GeneID	I2478
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD19 (NP_033974.2)의 아미노산 19-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)