

유세포분석용 토끼 항-마우스 Cd19 단일클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0008988

소개

마우스 CD19를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체. 유세포분석용으로 검증되었으며, 마우스 모델에서 B세포 면역표현형 분석에 적합합니다. SWISS: P25918.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종	마우스
GeneID (인간)	930
GeneID	12478
면역원	마우스 CD19의 제조항 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 중량	60kDa
배송	아이스팩