

유세포 측정용 토끼 유래 마우스 Cd19 단클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0007966

소개

유세포 측정용 마우스 CD19를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 비장세포, 골수 및 림프절 세포에서 B림프구 항원을 검출합니다. 재조합 단백질 유래이며 마우스 CD19에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                     |
|------------|-----------------------|
| 제품명        | 토끼 유래 마우스 CD19 단클론 항체 |
| 종          | 마우스                   |
| 유전자ID (인간) | 930                   |
| 유전자ID      | 12478                 |
| 면역원        | 마우스 CD19 재조합 단백질      |
| 유래         | 토끼                    |
| 카테고리       | 단클론 항체                |
| 적용 분야      | FC (유세포 측정)           |
| 교차 반응성     | 마우스                   |
| SWISS      | P25918                |
| 단백질 분자량    | 60 kDa                |
| 배송 방식      | 아이스백                  |