

토끼 항-마우스 Cd2 단일클론항체(Fc용) - P08920

품목 번호: CM0008183

소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 토끼 항-마우스 CD2 단일클론항체입니다. 마우스 CD2(Ly37/LFA-2)를 특이적으로 검출하며, T세포 접착 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD2 단일클론항체
비고/별칭	Ly37; LFA-2; Ly-37
종	마우스
GeneID (인간)	914
GeneID	12481
면역원	마우스 CD2(NP_038514.1)의 아미노산 23~203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 기원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P08920
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백