

Rabbit Anti-Mouse Cd2 Monoclonal Antibody For Fc - P08920

품목 번호: CM0009007

소개

유세포 분석용 마우스 CD2 (Ly-37/LFA-2)에 대한 표지 토끼 단일클론 항체. 마우스와 반응하며, 면역원은 아미노산 23-203에서 유래함. T세포 부착 및 신호 전달 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD2 mAb
비고/별칭	Ly37; LFA-2; Ly-37
종(Species)	Mouse (마우스)
Gene ID (인간)	914
Gene ID	12481
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD2 (NP_038514.1)의 아미노산 23-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P08920
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백