

Rabbit Anti-Mouse Cd2 Monoclonal Antibody For Fc - P08920

품목 번호: CM0005714

소개

유세포 분석용 결합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD2 (LFA-2, Ly37) 표적). 접착 및 활성화에 관여하는 T세포 표면 항원을 인식합니다. 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD2 mAb
비고/별칭	Ly37; LFA-2; Ly-37
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	914
GeneID	12481
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 마우스 CD2 (NP_038514.1)의 아미노산 23-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P08920
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)