

유세포분석용 마우스 Cd2 토끼 단일클론 항체 - P08920

품목 번호: CM0008304

소개

마우스 CD2(Ly-37, LFA-2)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석용으로 검증되었습니다. 38 kDa T세포 표면 접착 분자를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 CD2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Ly37; LFA-2; Ly-37
종	마우스
GeneID (사람)	914
GeneID	12481
면역원	마우스 CD2의 아미노산 23-203을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_038514.1)
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P08920
단백질 분자량	38kDa
배송	얼음팩