


접합 마우스 Cd200/Ox2 단일클론 항체 (토끼 유래) - 유세포분석용 - O54901

품목 번호: CM0004797



소개

마우스 CD200/OX-2 막당단백질을 표적하는 이 접합된 토끼 유래 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, 마우스 특이적입니다. 비접합 재조합 면역원(아미노산 31-232)을 사용합니다. UniProt O54901.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	접합 마우스 CD200/OX2 단일클론 항체 (토끼 유래)
비고/별칭	OX2; Mox2
종 특이성	마우스
GeneID (인간)	4345
GeneID (마우스)	17470
면역원	마우스 CD200/OX2 (NP_034948.3)의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS-PROT	O54901
단백질 분자량	31kDa
배송 조건	아이스백