

유세포 분석용 토끼 항마우스 Cd201/Epcr 단클론 항체 - Q64695

품목 번호: CM0008628

소개

마우스 CD201/EPCR(내피 단백질 C 수용체)에 대한
접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서
검증되었습니다. 혈액 응고에 관여하는 27 kDa 막
수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD201/EPCR mAb
비고/별칭	Ccca; Epcr; Ccd41
종	마우스
유전자ID (인간)	10544
유전자ID	19124
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64695
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩