

유세포 분석(Fc)용 토끼 항마우스 Cd205/Dec-205 단클론 항체 () - Q60767

품목 번호: CM0004226

소개

마우스 CD205/DEC-205 (Ly75)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며, 약 197kDa 단백질을 검출하고 마우스와 반응합니다. 수지상 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD205/DEC-205 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	CD205; DEC205; DEC-205
종	마우스
인간 유전자 ID	100526664
유전자 ID	17076
면역원	재조합 단백질 마우스 CD205/DEC-205 (NP_038853.2)의 아미노산 216-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60767
단백질 분자량	197kDa
배송 방법	아이스팩