

유세포분석용 토끼 항마우스 CD205/Dec-205 단클론 항체 - Q60767

품목 번호: CM0004407

소개

마우스 CD205/DEC-205를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 마우스 모델에서 수지상세포 기능과 항원 흡수 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD205/DEC-205 mAb
비고/별칭	CD205; DEC205; DEC-205
종	마우스
유전자 ID (인간)	100526664
유전자 ID	17076
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60767
단백질 분자량	197kDa
배송 방법	아이스백