


래빗 항마우스 Cd206/Mmr 단클론 항체 (Fc용) - Q61830

품목 번호: CM0011520



소개

마우스 CD206(대식세포 만노오스 수용체 1)을 표적으로 하는 접합 래빗 단클론 항체입니다. 마우스 대식세포의 유세포 분석용으로 설계되었습니다. 마우스 CD206에 특이적으로 결합하며 분자량은 약 165 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	래빗 항마우스 CD206/MMR mAb
비고/별칭	MR; CD206
반응 종	마우스
유전자 ID (인간)	4360
유전자 ID	17533
면역원	재조합 단백질 마우스 CD206/MMR (NP_032651.2)의 아미노산 20-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	래빗
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내), FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61830
단백질 분자량	165 kDa
배송 방식	아이스 팩