


Rabbit Anti-Mouse Cd206/Mmr Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61830

품목 번호: CM0009845



소개

유세포 분석용 마우스 CD206/MMR를 표적하는 접합
토끼 단일클론 항체. 세포 내 및 표면 염색에 대해
검증되었습니다. 대식세포 및 식세포 작용 연구에
이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD206/MMR mAb
비고/별칭	MR; CD206
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	4360
GeneID	17533
면역원(Immunogen)	마우스 CD206/MMR (NP_032651.2)의 아미노산 20-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra), FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q61830
단백질 분자량	165 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)