


토끼 항-마우스 Cd209B/Dc-Signr1 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q8Cj91

품목 번호: CM0009727



소개

마우스 CD209b/DC-SIGNR1을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry) 검증을 완료했습니다. 수지상 세포 생물학, 병원체 인식 및 면역 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD209b/DC-SIGNR1 mAb
비고/별칭	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; I810030I22Rik
종	마우스
GeneID (인체)	30835
GeneID	69165
면역원	마우스 CD209b/DC-SIGNR1의 아미노산 76-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_081248.4)
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8CJ91
단백질 무게	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
배송	아이스팩