

토끼 항마우스 Cd21/Cd35 단클론 항체 (Fc용) - P19070

품목 번호: CM0011772

소개

유세포 분석에 검증된 토끼 항마우스 CD21/CD35 단클론 항체입니다. 마우스 CD21/CD35 (CR1/CR2)에 특이적으로 결합하는 본 항체는 B세포 활성화 및 IgE 조절을 포함한 B세포 보체 수용체 연구에 활용됩니다. SWISS: P19070.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD21/CD35 mAb
비고/별칭	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
반응 종	마우스
인간 유전자 ID	1380
유전자 ID	12902
면역원	재조합 단백질 마우스 CD21/CD35 (NP_031784.1)의 아미노산 21-274번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P19070
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스팩