

Rabbit Anti-Mouse Cd22 Monoclonal Antibody For If-P And Fc - P35329

품목 번호: CM0011893

소개

마우스 CD22 (Siglec-2)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 B세포에서 면역형광(IF-P) 및 유세포분석(FC)용으로 검증되었습니다. B세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
종	Mouse
유전자 ID (인간)	933
유전자 ID (마우스)	12483
면역원	마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	IF-P, FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa / 93kDa / 97kDa
배송	아이스백