

Rabbit Anti-Mouse Cd22 Monoclonal Antibody For If-P And Fc - P35329

품목 번호: CM0008662

소개

마우스 CD22를 타겟팅하는 접합 토끼 단일클론 항체. 면역형광법(IF-P) 및 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 분화, 항원 제시 및 트래피킹과 관련된 B세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	933
GeneID	I2483
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IF-P, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa/93kDa/97kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)