


토끼 항-마우스 Cd226/Dnam-1 단일클론 항체 (Fc용) - Q8K4F0

품목 번호: CM0004997



소개

유세포 분석(Flow cytometry)용으로 검증된 마우스 CD226/DNAM-1(SWISS Q8K4F0) 특이적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. CD226은 NK 세포 및 CTL의 공동 자극 수용체로서, 감염 세포나 종양 세포에 대한 세포 독성을 향상시킵니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
종	마우스
유전자 ID (인체)	10666
유전자 ID (마우스)	225825
면역원	마우스 CD226/DNAM-1(NP_848802.2)의 19-254 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8K4F0
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩